

ART. 11-0056 e 11-0057

Ginocchiera «C.I.» Donjoy cilindro dinamico per instabilità combinate

DESCRIZIONE: L'effetto a «cilindro dinamico» è stato raggiunto con questo tipo di ginocchiera per consentire di ottenere il controllo delle instabilità laterali, associate a lesioni del legamento crociato anteriore o del legamento crociato posteriore.

INDICAZIONI: Instabilità di LCA/LCP associate ad instabilità di MCL o LCL.

MISURE:
SM - MD - LG - XLG.

VERSIONE:
destra e sinistra.



43

ART. 11-0120 e 11-0121

Ginocchiera a «4 punti Intrepid» Donjoy per instabilità di LCA, senza articolazioni in metallo.

DESCRIZIONE: Un innovativo concetto ad alte prestazioni di ortesi per il ginocchio. La combinazione di 7 strati di rivestimento termoplastico e delle cinghie dinamiche ad «Y» offrono un eccellente supporto mediale/laterale. Il rivestimento interno in CoolMax® mantiene la gamba fresca con il massimo comfort. Il materiale composito semi-rigido permette un'aderenza perfetta. Peso 454 grammi.

INDICAZIONI: Instabilità lieve/moderata di LCA. Instabilità lieve/moderata di LCM/LCL.

Traumi meniscali. Per atleti che non siano in grado di usare un'ortesi funzionale con articolazioni in metallo e snodi rigidi.

MISURE:
XSM - MD - LG - XLG.

VERSIONE:
destra e sinistra.



44

DONJOY™

ART. 11-0505

Ginocchiera articolata in neoprene «Competitor-Plus»

DESCRIZIONE: «Competitor-Plus» utilizza uno snodo policentrico a basso profilo per un comfort elevato. Regolazione dei movimenti in estensione e flessione. Doppie fasce in velcro di stabilizzazione.

INDICAZIONI: Deficit a carico del sistema legamentoso di LCA-LCP-LCL-LCM. In uso nelle fasi di riabilitazione o attività sportive moderate.

GAMMA DEI MOVIMENTI:

Flessione:
45°-60°-75°-90°

Estensione:
10°-20°-30°-40°

MISURE:
XSM - SM - MD - LG - XLG.



55



ART. 9430

Ginocchiera in neoprene
con articolazione
policentrica regolabile
Lunghezza cm 40



RO+TEN



ART. 9431

Ginocchiera 4 punti
"Everyday"

ART. 9435

Ginocchiera 4 punti
"Weekender"

